

Ambu® King Mask

Einweg Anästhesie Gesichtsmaske

DATENBLATT

Das innovative und qualitative Design der Ambu King Mask ist marktführend unter den heute verfügbaren Anästhesie-Gesichtsmasken. Die Ambu King Mask besitzt einen dünnen und leicht haftenden Cuff, der die Abdichtung während der Beatmung bei einer Vielzahl von Patienten verbessert. Das abgerundete Design sorgt für einen gleichmäßigen Griff und einen hohen Anwenderkomfort.

Die Ambu King Mask ist aus phthalatfreiem PVC gefertigt und bietet so Patienten- und Anwendersicherheit. Weiterhin kann die Ambu King Mask in einer MR-Umgebung verwendet werden, da sie MR-sicher ist.

Die Ambu King Mask ist außerdem als Aromamaske in den Varianten Fresh Scent (Minze), Bubble Gum, Erdbeere und Kirsche erhältlich. Die Sweet Dreams™ Gesichtsmasken setzen ein beruhigendes Aroma aus natürlichen Ölen im Cuff der Gesichtsmaske frei. Dies kann insbesondere bei Kindern während der Anästhesieeinleitung eine beruhigende Wirkung haben¹.

Fünf Aromen

- aromafrei
- Fresh Scent (Minze)
- Bubble Gum
- Erdbeere
- Kirsche

Sieben Größen

- Größe 1 Neugeborene
- Größe 2 Säuglinge
- Größe 3 Kleinkinder
- Größe 4 Kinder / Erwachsene klein
- Größe 5 Erwachsene mittel
- Größe 6 Erwachsene groß
- Größe 7RD Erwachsene sehr groß



DIE WICHTIGSTEN VORTEILE

Marktführendes Design

Geschmeidiger, anatomisch geformter Cuff mit leicht haftenden Eigenschaften, für eine hervorragende Abdichtung auf dem Gesicht

Gerillte Struktur auf der Cuffoberseite sorgt für einen rutschfesten Halt

Flexibler Maskendom

Transparenter Maskendom zur einfachen Beobachtung des Patientenzustands

MR-sicher

Ohne Latex und Phthalate

Erhältlich mit und ohne Hakenring*

¹ Carson KD et al. Quantitative assessment of patient preference for anaesthesia face mask. Irish Journal of Medical Science 1995;164 suppl. 14
* Nicht verfügbar für die Größen 1 und 2.

BESTELLINFORMATIONEN

OHNE HAKENRING

Gesichtsmaske	Größe 1 Neugeborene	Größe 2 Säuglinge	Größe 3 Kleinkinder	Größe 4 Kinder / Erwachs. klein	Größe 5 Erwachs. mittel	Größe 6 Erwachs. groß	Größe 7RD Erwachs. sehr groß
Farbkodierung der Verpackung							
Original (aromafrei)	1012	1022	1032 H	1045 H	1055 H	1065 H	1075 H
Fresh Scent (Minze)	2012	2022	2032 H	2045 H	2055 H	2065 H	2075 H
Bubble Gum		K1122	1132 H	1145 H			
Erdbeere		1222	1232 H	1245 H			
Kirsche		1322	1332 H	1345 H			

MIT HAKENRING

Gesichtsmaske	Größe 3 Kleinkinder	Größe 4 Kinder / Erwachs. klein	Größe 5 Erwachs. mittel	Größe 6 Erwachs. groß	Größe 7RD Erwachs. sehr groß
Farbkodierung der Verpackung					
Original (aromafrei)	1032	1045	1055	1065	1075
Fresh Scent (Minze)	2032	2045	2055	2065	2075
Bubble Gum	1132	1145			
Erdbeere	1232	1245			
Kirsche	1332	1345			

Verpackungsgrößen: Artikelnummern, die auf 2 enden = 20 Stück pro Verkaufseinheit
 Artikelnummern die auf 5 enden = 50 Stück pro Verkaufseinheit

MATERIALIEN

Produkt	Material
Cuff	PVC Polyvinylchlorid (phthalatfrei)
Maskendom	Polycarbonat
Hakenring	Polycarbonat
Ventilgehäuse	Polycarbonat
Ventilschaft	Silikongummi
Ventil	PP Polypropylen

Verpackung

Beutel	LDPE (Low Density Polyethylen)
Umverpackung	Karton

Umwelt

Phthalatfrei	Ja
Nicht aus Naturkautschuklatex gefertigt	Ja

PRODUKTGEWICHT

Größe	Gewicht
1	15 g
2	18,4 g
3	32,4 g
4	38,3 g
5	50,6 g
6	57,9 g
7RD	51,3 g



Aromafrei Größe 5



Fresh Scent (Minze)



Erdbeere



Kirsche



Bubble Gum

Ambu

Ambu GmbH
 In der Hub 5
 61231 Bad Nauheim
 Deutschland
 Tel. +49 (0) 60 32/92 50-0
 ambu.de

■ Ambu A/S
 Baltorpbakken 13
 2750 Ballerup
 Denmark
 T +45 72 25 20 00
 ambu.com

2797 US: Rx only