



Videolaryngoskop

Für Einmal-Spatel

Videolaryngoskop

Einmal-Spatel-System



REF 91.000.01.002



REF 91.000.03.002 - 004

Das Videolaryngoskop für Einmal-Spatel ermöglicht ein vereinfachtes Intubieren auch bei schwierigem Atemweg. Ausgestattet ist das Videolaryngoskop mit einem großzügigen 3,5" dreh- und kippbaren LCD-Monitor. Das Gerät kann Bild und Videoaufnahmen erstellen. Die Formate der Daten sind für Bild (.jpg) und für Video (.mp4). Die Datenübertragung erfolgt über ein USB-Kabel. Eine einfache Bedienung rundet das Gerät ab.

Beschreibung	REF
Videolaryngoskop für Einmal-Spatel	91.000.01.002

Beschreibung	REF
Einmal-Spatel Gr. Kind	91.000.03.002
Einmal-Spatel Gr. Erwachsener	91.000.03.003
Einmal-Spatel Gr. Erw. schwieriger Atemweg	91.000.03.004

DAHLHAUSEN®

P. J. Dahlhausen & Co. GmbH
Emil-Hoffmann-Straße 53
50996 Köln · Germany
Tel.: +49(0) 2236 3913-0
Fax: +49(0) 2236 3913-109
info@dahlhausen.de
www.dahlhausen.de