



Video- Laryngoskope

Technische Daten

Bezeichnung	Video- Laryngoskop Wiederverwendbar	
Model Nr.	VL3R	
Spatel	Neugeborene, Kinder, Jugendliche, Erwachsene	
Bezeichnung	Video- Laryngoskop Einmalspatel	
Model Nr.	VL3D	
Spatel	Neugeborene, Kinder, Jugendliche, Erwachsene	
Gewicht:	350g	

TECHNISCHE DATEN

Display	3.5" Full View HR Monitor, 2.0 MPixel
Monitor	LCD
Auflösung	640*480 (RGB)
Aspect Ratio	4:03
Video Refresh Rate	30FPS
Lichtquelle	LED
Batterie	Aufladbare Lithium-Ionen Batterie
Akkuzeit	≥ 200 Minuten
Volt	3.7 V
Kapazität	3200 mAh
Power Adapter	Micro USB
Input	100-250V, 50Hz
Output	5V, 1000mA
Temperaturbereich	"-10°C ~ + 45°C"