

# Mandrin

Einführungshilfe für Endotracheal-Tuben, steril

## Produktinformation



### MEDIZINPRODUKT Klasse IIa

Biegsamer Führungsstab mit Spiralgriff aus kunststoffummanteltem Aluminium zur Unterstützung bei der Insertion von Endotracheal-Tuben  
Mit abgerundeter Spitze beidseits

Nicht einzusetzen

- bei bekannter Überempfindlichkeit gegen eingesetzte Materialien

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Materialzusammensetzung	Führungsstab	Aluminium	(Al)
	Ummantelung	Polyvinylchlorid	(PVC)
Steril	Ethylenoxid	(EO)	
Haltbarkeit	5 Jahre		
Lagerung	-15°C bis +49°C, trocken und lichtgeschützt		

Einmalprodukt  
 Nicht wiederverwendbar  
 Nicht resterilisierbar  
 Frei von Naturkautschuklatex  
 PHT- und DEHP-haltig

### BESTELLINFORMATION

REF	PZN	Größe [CH]	Länge [mm]	Gesamt-Länge [mm]	Ø Durchmesser [mm]	Geeignet für ETT-Ø [mm]	VE [ST]
844025	07220213	06	270	398	2,0	4,0	10
844040	07220236	10	327	479	3,3	5,0	10
844050	07220242	14	382	534	4,7	8,0	10

### HERSTELLERINFORMATION

Well Lead Medical Co., Ltd.  
 C-4 Jinhu Industrial Estate, Hualong  
 511434 Panyu, Guangzhou  
 P.R. CHINA

#### ASID BONZ GmbH

A Subsidiary of Medi-Globe®  
**Geschäftsführer**  
 Martin Lehner

#### Handelsregister

Amtsgericht Stuttgart  
 HRB 245104  
 USt-IdNr. DE201456894

#### Anschrift

Hertzstraße 3  
 71083 Herrenberg  
 Tel.: (0 70 32) 95 62-0  
 Fax: (0 70 32) 95 62-58  
 E-Mail: info@asid-bonz.de

#### Bankverbindung

HypoVereinsbank  
 IBAN: DE44 7112 0077 0021 9404 96  
 BIC: HYVEDEMM448