


ENDOSID® EMERGENCY

Endotracheal-Tubus, steril

Produktinformation



MEDIZINPRODUKT Klasse IIa

Vorgebogener Endotracheal-Tubus (Magill) mit Cuff (Blockmanschette), Murphy-Auge und vormontierter Einführhilfe (Mandrin) sowie einer 10 ml Leerspritze zur Sicherung der Atemwege im Bereich der Anästhesie und Notfallmedizin in oraler und nasaler Anwendung
Universal-Konnektor am oberen Ende zum Anschluss an ein Beatmungsgerät oder einen Beatmungsbeutel

Nicht einzusetzen

- bei bekannter Überempfindlichkeit gegen eingesetzte Materialien
- in Kombination mit erdölbasierten Gleitmitteln

Nicht geeignet für

- den Einsatz im MRT

PRODUKTBESCHREIBUNG

Materialzusammensetzung	Tubus	Polyvinylchlorid, klar (PVC)
	Cuff	Polyvinylchlorid (PVC)
	Universal-Konnektor	Polypropylen (PP)
	Inflations-Ballon	Polyvinylchlorid (PVC)
	Ventil Inflations-Ballon	RPVC, PP, ABS, Edelstahl
	Röntgenkontraststreifen	Bariumsulfat (BaSo ₄)
	Mandrin	Aluminium, Polyvinylchlorid
	Leerspritze, 10 ml, Luer-Lock	Polypropylen (PP)

ASID BONZ GmbH

A Subsidiary of Medi-Globe®
Geschäftsführer
Martin Lehner

Handelsregister

Amtsgericht Stuttgart
HRB 245104
USt-IdNr. DE201456894

Anschrift

Hertzstraße 3
71083 Herrenberg
Tel.: (0 70 32) 95 62-0
Fax: (0 70 32) 95 62-58
E-Mail: info@asid-bonz.de

Bankverbindung

HypoVereinsbank
IBAN: DE44 7112 0077 0021 9404 96
BIC: HYVEDEMM448

Steril	Ethylenoxid	(EO)
Haltbarkeit	5 Jahre	
Lagerung	-15°C bis +49°C, trocken und lichtgeschützt	
Einmalprodukt		
Nicht wiederverwendbar		
Nicht resterilisierbar		
Frei von Naturkautschuklatex		
PHT- und DEHP-haltig		
Universal-Konnektor	15 mm	
Röntgenkontraststreifen	Durchgängig	
Inflations-Ballon	Blau, Luer-Konnektor	
Doppel-Ringmarkierung		
Längengraduierung		

BESTELLINFORMATION

REF	PZN	Ø Innen Durchmesser [mm]	Ø Außen Durchmesser [mm]	VE [ST]
845050	07220207	5,0	6,9	10
845055	07220147	5,5	7,5	10
845060	07220130	6	8,2	10
845065	07220124	6,5	8,8	10
845070	07220118	7	9,6	10
845075	07220101	7,5	10,2	10
845080	07220093	8	10,9	10
845085	07220087	8,5	11,5	10
845090	07220070	9	12,1	10

HERSTELLERINFORMATION

Well Lead Medical Co., Ltd.
 C-4 Jinhu Industrial Estate, Hualong
 511434 Panyu, Guangzhou
 P.R. CHINA