

Technisches Datenblatt

HYGO STAR | Artikel-Nr.: 277464

Schutzkittel Protect | PP, PE teil-laminiert

Produktbild



Produktbeschreibung

- CAT3-Zertifizierung
- aus PP mit PE-Teilbeschichtung
- schützt vor infektiösen und biologischen Gefahren
- virendicht
- mit komfortablen Strickbündchen
- Einsatzbereich: Medizin und Pharmazie

Einsatzbereich

- im pharmazeutischen/medizinischen Bereich, im ärztlichen Notdienst, Schutz vor infektiösen und biologischen Gefahren

Spezifikation

Farbe	blau
Größe	L
Länge	120cm
Umfang	145cm

Technisches Datenblatt

HYGO STAR | Artikel-Nr.: 277464
Schutzkittel Protect | PP, PE teil-laminiert

Klassifizierung

Produktbezogene Normen	EN 14126 CAT 3 CE 0624 PSA VO (EU) 2016-425
------------------------	---

Produkteigenschaften

Material	PP
----------	----

Weiterführende Informationen

Zolltarif-Nr.	6210109200
EAN-Innenverpackung	4015544720341
EAN-Außenkarton	4015544919134
Mindesthaltbarkeit	5 Jahre

Sie benötigen genauere Informationen? Wir beraten Sie gerne!

Die technischen Daten sind durchschnittliche Produktionswerte und können in individuellen Fällen geringfügig abweichen.
 Änderungen vorbehalten, keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.