



Inhalt des Glucose[®] fine Pro Messgeräte-Sets

(PZN: 11537111 / Art.-Nr. 4239006)

- Blutzucker-Messgerät
- 10 Blutzucker-Teststreifen
- Stechhilfe
- 10 Lanzetten zur Blutentnahme
- Benutzerhandbuch
- Garantiekarte
- Blutzuckerpass
- Funktionelles Etui
- 1 x 1,5 V AAA Batterie

| Zubehör / Verbrauchsmaterial | PZN | Art.-Nr. |
|---|----------|----------|
| Glucose[®] fine Pro Blutzucker-Teststreifen (50 St.) | 11537128 | 4209007 |
| Glucose[®] fine Pro Lanzetten (200 St.) | 11537140 | 4226009 |
| Glucose[®] fine Pro Kontroll-Lösung (2 x 4 ml) | 11537134 | 4212008 |
| Glucose[®] fine Pro USB-Datenkabel | -- | 4241010 |
| Glucose[®] fine Pro Bluetooth-Dongle | -- | 4224011 |

Technische Daten (Auszug):

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Probenvolumen | 0,5 µl |
| Messzeit | 6 Sekunden |
| Messbereich | 20-650 mg/dL (1,1-36,1 mmol/L) |
| Kalibrierung | Plasma-kalibriert |
| Probentyp | Kapillares Vollblut |
| Speicherkapazität | 1.000 Messwerte |
| Gewicht | 60 g (inklusive Batterien) |



© Gabi Moisa - Fotolia.com


Noch Fragen? Wir sind gern telefonisch für Sie da!



METRADO GmbH
Auf Pfuhlst 1
D-66589 Merchweiler
Tel. +49 (0)6825 952278-0
www.metrado.de

Mit freundlicher Empfehlung

GFP-PIF-MTR-D Rev. 2018-04-19



Glucose[®] fine Pro
Blutzucker-Mess-System

© goodluz - Fotolia.com

Blutzucker-Mess-System:

Gönnen Sie sich das Pro an Sicherheit!

- ➔ Blutmenge nur 0,5 µl
- ➔ Messergebnis nach nur 6 Sekunden
- ➔ Hämatokrit-Bereich: 20 - 65 %
- ➔ Keton-Warnung
- ➔ Extra großes beleuchtetes Display
- ➔ Beleuchteter Teststreifen-Einschub
- ➔ Hygienischer Teststreifen-Auswurf
- ➔ Datenauswertung per USB-Datenkabel oder Bluetooth-Dongle
- ➔ 4 Mess-Modi einstellbar
- ➔ 4 Alarme zur Einhaltung Ihres Testplans



Messergebnis nach 6 Sekunden

In nur 6 Sekunden stellt das **Glucosefine[®] Pro**-Blutzucker-Mess-System zuverlässige Daten bereit.

Geringe Blutmenge

Das **Glucosefine[®] Pro**-Blutzucker-Mess-System benötigt zur Messung nur 0,5 µl Blut.

Teststreifen-Auswurf

Die praktische Auswurfaste gewährleistet die sichere Entfernung des benutzten Teststreifens. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn der Patient die Messung nicht selbst durchführt.

Extra großes Display mit Hintergrundbeleuchtung

Das extra große, beleuchtete Display ermöglicht das schnelle und sichere Ablesen der ermittelten Werte.

Einfache Bedienung

Durch große Tasten ist die Bedienung des **Glucosefine[®] Pro**-Blutzucker-Mess-Systems sehr benutzerfreundlich.