

PRODUKTDATEN

REF 901900 CEDERROTH BURN GEL DRESSING



1 ALLGEMEINE PRODUKTBE SCHREIBUNG

Beschreibung

Eine mit Burn Gel getränkte Schaumstoffkomresse zur sofortigen Erste-Hilfe-Versorgung von kleineren Verbrennungen, Verbrühungen und Sonnenbränden. Das Gel kühlt und mildert die Verletzung schnell, verhindert weitere Gewebeschäden und bietet eine schnelle, kontinuierliche Schmerzlinderung. Die Kompressen sind einzeln in versiegelten, abschließend sterilisierten Beuteln verpackt, die sich leicht aufreißen lassen. In jeder Endverbrauchereinheit sind zwei Cederroth Burn Gel Dressings enthalten. Die Cederroth Burn Gel Dressing-Verpackung passt in die Cederroth Erste-Hilfe-Stationen.



Hinweise zur Lagerung

Trocken bei Zimmertemperatur lagern. Für maximalen Schutz bis zum Gebrauch in der Originalverpackung lassen.

2 DETAILLIERTE PRODUKTDATEN

Inhalt pro Endverbrauchereinheit

Produkt/Material

Burn Gel-Komresse in versiegeltem Beutel, steril.
Einmalgebrauch.

Menge

2
1

Abmessungen (mm)

Komresse 100x100
Beutel 124x124

Material

Burn Gel: Gel auf Wasserbasis mit Propandiol, Glycerin, Emulgator und Tensid.
Komresse: Polyurethan-Schaum, 3 mm dick
Beutel: Laminat aus PE/ALU/PET
Verpackung: Karton

Haltbarkeit: 5 Jahre ab Herstellungsdatum

3 LOGISTIKINFORMATIONEN

	CU	SKU	Palette
GTIN:	7310619019007	7310809019008	7312029019004
Inhalt:	2 Kompressen	24 CU	14 SKU/Lage x 7 Lagen
Größe (B x L x H mm):	126 x 36 x 65	260 x 205 x 180	Palette 800 x 1200 x 1410
Bruttogewicht:	95 g	2433 g	263 kg
Verpackungsmaterial:	Karton 13 g	Wellpappe 153 g	-



Version: 05
Herausgegeben am:
08.09.2020

PRODUKTDATEN

REF 901900 CEDERROTH BURN GEL DRESSING

