

# PRODUKTDATEN

REF 51011010 SOFT FOAM BANDAGE 4,5 M



## 1 ALLGEMEINE PRODUKTDESCHEIBUNG

### Beschreibung

Cederroth Soft Foam Bandage ist ein elastischer, selbstklebender, latexfreier Wundverband, der aus Polyurethanschaum gefertigt ist. Der Wundverband ist beidseitig mit einem Schutzpapier versehen und in einer Kartonverpackung mit Spenderfunktion verpackt.

Der Verband ist zum Einsatz auf kleineren Wunden bestimmt. Der hautfreundliche, atmungsaktive Verband haftet nicht an der Wunde oder an der Haut und verliert seine Hafteigenschaften nicht in Wasser. Der Verband kann auch zusammen mit Salben oder Cremes verwendet werden.

Dank seiner blauen Farbe ist der Verband gut sichtbar, hierdurch eignet er sich beispielsweise für die Lebensmittelindustrie.



Das Produkt ist zum einmaligen Gebrauch bestimmt.

CE-gekennzeichnet als Medizinprodukt, Klasse I.

### Hinweise zur Lagerung

Trocknen bei Zimmertemperatur lagern. Für maximalen Schutz bis zum Gebrauch in der Originalverpackung lagern.

## 2 DETAILLIERTE PRODUKTDATEN

### Inhalt pro Endverbrauchereinheit

#### Produkt/Material

Soft Foam Bandage, verpackt in einer Kartonverpackung

#### Menge

4,5m

#### Größe (B x L x H mm):

Wundverband: 60 x 4500

#### **Material**

Wundverband: Blauer Polyurethanschaum ohne Latex.

Verpackung: Bedruckter Karton.

**Haltbarkeit:** 5 Jahre ab Herstellungsdatum

## 3 LOGISTIKINFORMATIONEN

	CU	SKU	Palette
<b>GTIN:</b>	7310610017293	7310800017454	7312020018112
<b>Inhalt:</b>	1 Rolle	10 CU	10 SKU/Lage x 8 Lagen
<b>Größe (B x L x H mm):</b>	118 x 65 x 108	335 x 243 x 123	800 x 1200 x 1134
<b>Bruttogewicht:</b>	52 g	676 g	79 kg
<b>Verpackungsmaterial:</b>	Karton 17 g	Wellpappe 156 g	-



Version: 01  
Herausgegeben am:  
30.10.2018