

# PRODUKTDATEN

REF 51011020 SOFT FOAM BANDAGE BEIGE 6 CM X 4,5 M



## 1 ALLGEMEINE PRODUKTBE SCHREIBUNG

### Beschreibung

Cederroth Soft Foam Bandage ist ein elastischer, selbstklebender, latexfreier Wundverband, der aus Polyurethanschaum gefertigt ist. Der Wundverband ist beidseitig mit einem Schutzpapier versehen und in einer Kartonverpackung mit Spenderfunktion verpackt.

Der Verband ist zum Einsatz auf kleineren Wunden bestimmt. Der hautfreundliche, atmungsaktive Verband haftet nicht an der Wunde oder an der Haut und verliert seine Hafteigenschaften nicht in Wasser. Der Verband kann auch zusammen mit Salben oder Cremes verwendet werden.

Das Produkt ist zum einmaligen Gebrauch bestimmt.

CE-gekennzeichnet als Medizinprodukt, Klasse I.

### Hinweise zur Lagerung

Trocken bei Zimmertemperatur lagern. Für maximalen Schutz die Produkte bis zum Gebrauch in ihren Originalverpackungen lassen.



## 2 DETAILLIERTE PRODUKTDATEN

### Inhalt pro Endverbrauchereinheit

#### Produkt/Material

Soft Foam Bandage, verpackt in einer Kartonverpackung

#### Menge

4,5 m

#### Größe (B x L x H mm):

Wundverband: 60 x 4500

#### **Material**

Wundverband: Beiger Polyurethanschaum ohne Latex.

Verpackung: Bedruckter Karton.

**Haltbarkeit:** 5 Jahre ab Herstellungsdatum

## 3 LOGISTIKINFORMATIONEN

	CU	SKU	Palette
<b>GTIN:</b>	7310610027995	7310800028320	7312020029064
<b>Inhalt:</b>	1 Rolle	10 CU	10 SKU/Lage x 8 Lagen
<b>Größe (B x L x H mm):</b>	117 x 66 x 114	334 x 245 x 130	1200 x 800 x 1160 (einschl. PA)
<b>Bruttogewicht:</b>	68 g	830 g	91 kg
<b>Verpackungsmaterial:</b>	Karton 26 g	Wellpappe 150 g	-



Version: 01  
Herausgegeben am:  
23.09.2021