

63-65
63-96

BETRIEBSANWEISUNG GEM. § 14 GEFÄHRSTOFFV

Arbeitsbereich:

Arbeitsplatz /Tätigkeit:

Gefahrstoffbezeichnung

Medizid Rapid Desinfektionstücher

Feuchttücher zur Reinigung und Desinfektion
von Flächen und Gegenständen

Gefahren für Mensch und Umwelt



R 11

Leichtentzündlich



Gefahr!

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen
Massnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen

Berührung mit den Augen vermeiden


Verhalten im Gefahrfall

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen
1. Maßnahme im Brandfall: Alarmierung
Geeignete Löschmittel: Wasser, Pulver, CO₂, oder
alkoholbeständiger Schaum
Mechanisch aufnehmen und ordnungsgemäß entsorgen



Tel:

Erste Hilfe




Nach Augenkontakt mit viel Wasser min. 15min. spülen,
anschließend ärztlicher Behandlung zuführen
Bei Verbrennungen Kaltwasseranwendung bis Schmerz
vergeht, anschließend ärztlicher Behandlung zuführen

Ersthelfer:

Tel:

Sachgerechte Entsorgung



Örtliche Behördliche Vorschriften beachten
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen
Entsorgung von Produktresten in Abstimmung mit dem
Abfallbeauftragten
Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 070699
Abfallbeauftragter:

Tel: