



## Mobiles Pflegebett



Die innovative Lösung für die  
Versorgung pflegebedürftiger Personen.

Disc-O-Bed® EU GmbH  
Lustgartenstrasse 103  
79576 Weil am Rhein  
Germany

t: +49 (0) 7621 1630260  
f: +49 (0) 7621 1630212

e: [info@discobed.de](mailto:info@discobed.de)

# Mobiles Pflegebett

**Einfach, komfortabel und verlässlich für Ihre Patient:innen.**

**Belastbar.** Das mobile Pflegebett von **Disc-O-Bed®** besteht aus einem pulverbeschichteten Stahlrahmen und ist bis 227 kg belastbar.

**Transportabel.** Das mobile Pflegebett von **Disc-O-Bed®** hat 4 bewegliche und feststellbare Räder um Patient:innen leicht zu transportieren.

**Innovativ.** Das mobile Pflegebett von **Disc-O-Bed®** ist das kompakteste seiner Art und kann leicht gelagert oder transportiert werden für eine schnelle Bereitstellung. Die Montage ist einfach und das benötigte Werkzeug ist im Lieferumfang enthalten.

**Funktional.** Die per Gasdruckfeder verstellbare Rückenlehne des mobilen Pflegebetts von **Disc-O-Bed®** ermöglicht es, die bestmögliche Position zur Behandlung der pflegebedürftigen Person einzustellen.

**Modular.** Das modulare Design des mobilen Pflegebetts von **Disc-O-Bed®** verlängert dessen Lebensdauer – jedes Teil ist einzeln nachbestellbar. Die abziehbare und waschbare Matte ermöglicht eine leichte Reinigung.

**Vielseitig.** Die Armlehnen des mobilen Pflegebetts von **Disc-O-Bed®** sind abnehmbar.

**Individualisierbar.** Optionales Zubehör, wie z.B. eine Medi-Matte, Topper oder Infusionsständer, ist auf Anfrage erhältlich.



## Spezifikationen

**Rahmen** • silberner, pulverbeschichteter, rostabweisender Stahlrahmen

**Matte** • graue 1200D Polyestermatte, PU beschichtet

**Hardware** • Edelstahl-Schrauben und Muttern

**Rückenlehne** • hochwertige Gasdruckfeder

<b>Mobiles Pflegebett</b>	<b>19890</b>
<b>Versandgewicht</b>	41 kg
<b>Packmaß</b>	100cm <b>L</b> x 67cm <b>B</b> x 19cm <b>H</b>
<b>Gewicht verpacktes Bett</b>	38.5 kg
<b>Außenmaße</b>	218cm <b>L</b> x 104cm <b>B</b> x 102cm <b>H</b>
<b>Gewicht Bett</b>	36 kg
<b>Belastbarkeit</b>	227 kg
<b>Liegefläche</b>	206cm <b>L</b> x 86cm <b>B</b>
<b>Höhe Liegefläche</b>	75,5cm